

Schussleistung

Die Testwaffe im Kaliber 8 x 57 IRS und 12/76 wurde zunächst auf dem 100 Meter-Stand mit dem Kugellauf geschossen. Mit der Brenneke-Laborierung (12,8-Gramm-TIG-Geschoss), die als Einschusslaborierung angegeben war, brachte die Waffe einen geringen Streukreis von 18 Millimetern bei 5 Schüssen aus kaltem Lauf. Für eine kombinierte Waffe ein hervorragendes Ergebnis. 3 schnell hintereinander abgegebene Schüsse lagen auf 15 Millimeter zusammen, es war kein Klettern festzustellen.

3 Schüsse mit Brenneke Super MAG 12/76 lagen mit einem Streukreis von 58 Millimetern auf 50 Meter gut zusammen, wobei die Treffpunktlage genau der des Kugellaufes entsprach. Offenbar wurde das Laufbündel sehr penibel justiert. Trotz ihres geringen Gewichtes von lediglich 2,9 kg schießt sich die Duett durch die gute Schäftung noch sehr angenehm.